

Atenționări

- Pregătiți tampoane de tifon steril pentru toaleta zonei genitale.
- Pregătiți un recipient curat în care veți colecta urina după 3 ore.


Momentul recoltării

- Urina de dimineață

Tehnica de recoltare la bărbați

- Vă spălați mâinile cu apă și săpun și le uscați cu hârtie de toaletă.
- Retractați prepuțul pentru a decalota complet glandul.
- Spălați cu apă și săpun glandul, inclusiv șanțul balano-prepuțial și clătiți abundant cu dușul mobil sau cu apă caldă, fiartă în prealabil.
- Uscați zona cu două tampoane de tifon steril, tamponând dinspre față spre fren.
- Menținând în continuare glandul decalotat urinați în vasul de toaletă prima urină de dimineață.
- Apoi, timp de 3 ore, trebuie să fiți în repaus la pat, după care recoltați urina în recipient.
- Retrageți recipientul după terminarea micțiunii.
- Închideți cu grijă recipientul fără a-i atinge marginile sau partea interioară, inclusiv partea interioară a capacului.

- Păstrați proba la loc răcoros (4 – 8°C), dar nu mai mult de 2 ore.



Transportul probei

Recipientul, bine închis, pentru a nu permite scurgerea urinei va fi transportat la laborator în maxim 2 ore din momentul finalizării recoltării.

Atenție!

Corectitudinea rezultatului este mult influențată dacă:

- Probele nu au fost recoltate conform instrucțiunilor de mai sus
- Probele nu au fost aduse în maxim 2 ore de la finalizarea recoltării și nu au fost refrigerate.