

Indicații recoltare

În acest caz se va ține seama că germenii intestinali, dacă există, sunt în număr foarte mic și neuniform repartizați în bolul fecal. Pentru mobilizarea acestora din intestin este obligatoriu ca persoana investigată să ingereze o doză de purgativ salin (15 g sulfat de magneziu dizolvat în 250 ml apă caldă).

Recoltarea se va face din al 2-lea scaun emis spontan după momentul ingerării purgativului.

- Pentru defecare sunt indicate containere speciale din carton sau material plastic care vor fi decontaminate cu cloramină după întrebuințare și mai apoi îndepărtate. În lipsa acestora se vor folosi olițe emailate curate, fără urme de detergenți sau dezinfectanți și clătite cu apă fiartă
- Cu ajutorul linguriței coprorecoltorului veți prelua fragmente din diferite porțiuni ale bolului fecal, care însumate să nu depășească volumul unei alune. Introduceți lingurița cu materii fecale în interiorul mediului Cary-Blair.

Proba poate fi păstrată 6-12 ore la temperatura camerei.

Transportul probei

Recipientul, bine închis, va fi transportat la laborator în maxim 12 ore din momentul recoltării.

Atenție!

Corectitudinea rezultatului este mult influențată dacă:

- probele depășesc cantitatea recomandată.
- recipientele prezintă scurgeri de lichid.
- probele au fost păstrate mai mult de 12 ore la domiciliu.